

Iniciales del paciente: _____ Ortopedia: _____

Técnico: _____ Fecha: _____

Patología: _____

Entrada de datos:

<input type="checkbox"/> Escaneo	<input type="checkbox"/> Molde Escayola
<input type="checkbox"/> Medidas	<input type="checkbox"/> Molde Fibra

Material:

<input checked="" type="checkbox"/> PLA	<input type="checkbox"/> TP	<input type="checkbox"/> HT
---	-----------------------------	-----------------------------

Personalización:

<input type="checkbox"/> Ortopedia: _____
<input type="checkbox"/> Paciente: _____
<input type="checkbox"/> Dibujo: _____



Grosor EVA: _____

Color: _____

Ancho hebilla: _____


Respaldo:	<input type="checkbox"/> Liso	<input type="checkbox"/> Celdas
Base:	<input type="checkbox"/> Liso	<input type="checkbox"/> Celdas

**La personalización lleva suplemento.*



Tipos de férulas y sus códigos:

Tipos de cierres:



FXT - SDC
ASIENTO POSTURAL



Para el uso de **velcro adhesivo** o **remache**.



Para el uso de **velcro** o **cincha**.

Observaciones:

Pasos para un correcto escaneo:

Escaneo de un asiento de yeso:

- Situar el asiento en un **lugar estratégico** elevado, **sin obstáculos** al rededor y **con buena luz**.



Figura 1: Escaner asiento yeso.

Escaneo del paciente:

- Situar al **paciente** en un **lugar estratégico**, sin obstáculos alrededor y **buena luz**.
- Colocarlo en la **posición correcta**. (Figura 2)
- Sujetar levemente al paciente de brazos y piernas




Figura 2: Escaner de paciente con cuña en posición decúbito prono.

Pasos para tomar medidas del paciente o de la silla:

- Utilizar **cinta métrica** para la toma de medidas de los **contornos** del paciente.
- Utilizar **pie de rey** para la toma de medidas de los **anchos** del paciente.
- **Marcar** las zonas del paciente donde se toman las **medidas**.
- Realización un **vídeo** y la toma de **fotos** de los **pasos anteriores** para un mejor resultado.



Figura 3: Imágen de ejemplo para la toma de medidas.

Comprobación de todos los pasos:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1º Escáner y iPad cargados. | <input type="checkbox"/> 5º Hoja de Medidas cumplimentada. |
| <input type="checkbox"/> 2º Escáner calibrado. | <input type="checkbox"/> 6º Fotos y vídeos tomadas. |
| <input type="checkbox"/> 3º Paciente en posición correcta. | <input type="checkbox"/> 7º Información enviada. |
| <input type="checkbox"/> 4º Escaneo correcto y enviado. | <input type="checkbox"/> 8º Confirmar que FIIXIT lo ha recibido. |