

Iniciales del paciente: _____ Ortopedia: _____

Técnico: _____ Fecha: _____

Patología: _____ Miembro lesionado: _____

Miembro escaneado: _____

Entrada de datos: Escaneo Medidas Molde escayola Molde fibra

Material: PLA TP HT


Cierre: Rotativo Huecos
 Puentes Sin cierre

Personalización:

Ortopedia: _____
 Paciente: _____
 Dibujo: _____

Grosor EVA: _____
 Color: _____
 Ancho hebilla: _____

**La personalización lleva suplemento.*



Tipos de férulas y sus códigos:



FXT - OIC
ESTABILIZADORA
DE TOBILLO



FXT - OIL
SUROPÉDICA



FXT - OIA
AFO



FXT - PTB
PTB



FXT - OIP
POSTURAL

Tipos de cierres:



Para el uso de **velcro**
adhesivo o **remache**.



Para el uso de
velcro o **cincha**.



Para una **mejor**
adaptación.

Observaciones:

Pasos para un correcto escaneo:

- Situar al **paciente** en un **lugar estratégico**, sin obstáculos alrededor y **buena luz**.
- Colocarlo en la **posición correcta**. (Figura 1)
- Para ayudar a que el paciente **mantenga la posición deseada**, otra persona podrá **sujetar el pie con los dedos**.
- En el caso de que sea necesario una **posición específica**, realizar el escaneo en esa posición.
(Ej: **Colocar el tobillo a 90° con respecto a la pierna**)



Figura 1: Escaner de paciente con la pierna a 90°, utilizando una superficie de apoyo.

Pasos para tomar medidas del paciente:

- Utilizar **cinta métrica** para la toma de medidas de los **contornos** del paciente.
- Utilizar **pie de rey** para la toma de medidas de los **anchos** del paciente.
- **Marcar** las zonas del paciente donde se toman las **medidas**.
- Realización un **vídeo** y la toma de **fotos** de los **pasos anteriores** para un mejor resultado. Si el paciente tiene una **herida o cicatriz**, **marcarlo** en las fotos o en el escaneo.



Figura 2: Imágenes de ejemplo para la toma de medidas

Comprobación de todos los pasos:

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1º Escáner y iPad cargados. | <input type="checkbox"/> 5º Hoja de Medidas cumplimentada. |
| <input type="checkbox"/> 2º Escáner calibrado. | <input type="checkbox"/> 6º Fotos y vídeos tomadas. |
| <input type="checkbox"/> 3º Paciente en posición correcta. | <input type="checkbox"/> 7º Información enviada. |
| <input type="checkbox"/> 4º Escaneo correcto y enviado. | <input type="checkbox"/> 8º Confirmar que FIIXIT lo ha recibido. |